UPUTE ZA UPORABU
Tapecirana stolica za WC
Šifra proizvoda: BLUE-TIM

1. Karakteristike

Tapecirana stolica za WC izrađena je od čeličnog okvira s praškastim premazom. Ima podesive noge s protukliznim gumenim nastavcima. Podesivost omogućuje prilagodbu individualnim potrebama pacijenta, a bočni nasloni za ruke podupiru stabilnost i sigurnost pri korištenju. Stolica je opremljena WC sjedalom i lako izvlačivom plastičnom sanitarnom posudom. Mekano, tapecirano sjedalo s naslonom povećava udobnost.

Set uključuje: okvir stolice, naslon, nasloni za ruke (2 kom), noge (4 kom), igle za zaključavanje nogu (4 kom), ručke za zaključavanje (6 kom), mekano sjedalo, sanitarna posuda.

Set uključuje:

- **A.** naslon
- **B.** okvir
- **C.** noge
- **D.** protuklizne kapice
- **E.** sanitarna posuda
- **F.** nasloni za ruke
- **G.** tapecirano sjedalo



2. Namjena

Tapecirana stolica za WC je pomoćno sredstvo koje pomaže korisniku u obavljanju higijenskih aktivnosti. Stolica je namijenjena osobama s disfunkcijama i smanjenom pokretljivošću koje imaju poteškoće s hodanjem bez pomoći te za one koji su izgubili sposobnost samostalnog sjedanja i ustajanja. Stolica funkcionira kao WC zahvaljujući posudi smještenoj ispod sjedala. Stolica olakšava

obavljanje fizioloških aktivnosti i brigu o korisniku.

3. Sastavljanje, podešavanje i korištenje

Sastavljanje

Korak 1. Okrenite okvir stolice i umetnite četiri noge u montažne otvore. Ručno zategnite s 4 ručke za zaključavanje.

Korak 2. Podesite visinu nogu i zaključajte s 4 igle za zaključavanje.

Korak 3. Okrenite stolicu i stavite je na pod.
Napomena: sve noge moraju biti postavljene na istoj visini i čvrsto stajati na podu.

Korak 4. Umetnite naslon u okvir stolice i ručno zategnite s 2 ručke za zaključavanje.

Korak 5. Postavite naslon za ruke na okvir za naslon tako da sjedne u udubljenje i ide prema van (nemojte ga postavljati naopako jer to smanjuje širinu sjedala između naslona). Nakon što je postavljen, zategnite odozdo s 2 vijka (ista instalacija za oba naslona).

Korak 6. Gurnite sanitarnu posudu pomoću vodilica ispod sjedala.

Korak 7. Postavite tapecirano sjedalo na WC dasku.

Podešavanje visine

Za podešavanje visine stolice, izvucite iglu za zaključavanje, odaberite željenu visinu nogu i zaključajte postavljenu visinu pomoću igle za zaključavanje.
Noge su podesive u koracima od 2,5 cm.
Napomena: sve noge moraju biti postavljene na istoj razini. Sve noge trebaju čvrsto stajati na podu.

Korištenje

Podignite mekano sjedalo i uklonite poklopac sanitarne posude. Nakon uporabe, pokrijte posudu poklopcem i vratite mekano sjedalo na WC dasku.
Napomena! Ispraznite sanitarnu posudu nakon svake uporabe.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	59 cm
Ukupna dubina	52 cm

Visina naslona	41 cm
Visina sjedala od tla	44-54 cm
Ukupna visina od tla	83-93 cm
Dimenzije sjedala	40 cm x 45 cm
Težina stolice	8,1 kg
Maksimalna nosivost	136 kg
Boja okvira	plava

5. Napomene

Timago International Group ne preuzima odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

6. Održavanje

Redovito provodite održavanje tehničkog stanja stolice:

- Redovito čistite stolicu koristeći samo vodu i blage deterdžente. Pažljivo osušite.
- Ne koristite za čišćenje: jaka sredstva za poliranje i deterdžente, abrazivna sredstva, izbjeljivač, benzin ili otapala (to može oštetiti okvir, uzrokovati vidljive nedostatke i posljedično - gubitak prava na jamstvo).
- Ispraznite i dezinficirajte sanitarnu posudu i WC dasku nakon svake uporabe.

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Uređaj ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač

LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera.
Saznajte više na: www.timago.com. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

07/2025(I)