KORISNIČKE UPUTE
Transferna daska
Šifra proizvoda: EASY-TRANSFER

1. Karakteristike
Transferna daska izrađena je od izdržljive plastike i opremljena ručkom za lakši transport i skladištenje. Zahvaljujući zakrivljenom obliku i površini s niskim trenjem omogućuje jednostavan i siguran prijenos pacijenta bez pretjeranog fizičkog napora ili opterećenja tijela njegovatelja.

2. Primjena
Transferna daska namijenjena je za premještanje pacijenata u medicinskim ustanovama i kućnom okruženju. Može se koristiti kao pomoć njegovatelju pri premještanju pacijenta na invalidska kolica, stolicu ili naslonjač. Korištenje transferne daske pozitivno utječe na sigurnost njegovatelja, učinkovito smanjuje rizik od opterećenja leđa i mišića te povećava udobnost pacijenta zahvaljujući smanjenom trenju, što pomaže u sprječavanju nastanka dekubitusa.

3. Tehnički podaci

Dimenzije daske	80 x 21 x 1,2 cm
Materijal	ABS

4. Napomene
Tvrtka Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa ili pogrešnu uporabu.

5. Održavanje
Transferna daska može se čistiti sapunom i vlažnom krpom. Temeljito osušite čistom krpom. Tvrdokorne mrlje mogu se ukloniti spužvom.
Napomena! Ne izlažite proizvod sunčevoj svjetlosti tijekom duljeg razdoblja. To može uzrokovati promjenu boje daske.

6. Uvjeti skladištenja i transporta
Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

7. Jamstvene informacije
Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo

kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

8. Incidenti povezani s medicinskim proizvodima

Svaki ozbiljan incident povezan s medicinskim proizvodom mora se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice Europske unije u kojoj korisnik ili pacijent ima prebivalište.

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvod ispunjava zakonske zahtjeve Europske unije za medicinske proizvode (MDR 2017/745).		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

03/2026 (I)