KORSNIČKE UPUTE

Transportna toaletna stolica

Šifra proizvoda: FS 692

1. Značajke

Transportna toaletna stolica izrađena je od čeličnog okvira s praškastim premazom. Preklopni nasloni za ruke olakšavaju premještanje pacijenata s bitno smanjenom pokretljivošću. Stolica je opremljena mekim sjedalom presvučenim vodootpornim, lako perivim materijalom, s četiri okretna kotača s kočnicama, sklopivim osloncima za noge i posudom za WC. Zahvaljujući posebnom dizajnu, stolicu je moguće postaviti izravno iznad WC školjke za praktičnu uporabu.

Set sadrži: okvir, sjedalo, naslon, oslonce za noge, sigurnosni pojas, posudu za WC s poklopcem, ključ za montažu oslonca za noge.

Dijelovi WC stolice

- **A.** Sigurnosne kopče okvira
- **B.** Sjedalo
- **C.** Naslon za ruke
- **D.** Sigurnosni klin
- **E.** Oslonac za noge
- **F.** Montažni klin oslonca za noge
- **G.** Kočnica kotača
- **H.** Posuda za WC



2. Namjena

Transportna WC stolica namijenjena je osobama koje imaju problema s kretanjem bez pomoći te pacijentima s disfunkcijama i smanjenom pokretljivošću. Stolica je predviđena isključivo za unutarnju uporabu i smije se koristiti samo uz pomoć pratnje. Stolica služi kao transportna WC stolica zahvaljujući posudi ispod sjedala i četiri okretna kotača. Olakšava korisniku svakodnevnu higijenu. Stolica se posebno preporučuje osobama koje imaju probleme s pokretljivošću uzrokovane:

- paralizom,
- prekomjernom tjelesnom težinom ili neuobičajenom pothranjenošću,
- degenerativnim promjenama ili deformacijama udova,
- degenerativnim promjenama ili ozljedama zglobova,
- ozljedama ili amputacijama udova,
- bolestima srca i krvnih žila, poremećajima cirkulacije.

3. Montaža

Korak 1. Uklonite sigurnosne kopče smještene na stražnjem okviru.

Korak 2. Umetnite cijevi naslona u otvore glavnog okvira i pričvrstite ih sigurnosnim kopčama.

Korak 3. Montirajte naslone za ruke na prednji dio okvira dok ne čujete klik.

Korak 4. Montirajte desni i lijevi oslonac za noge na prednji dio okvira tako da ih postavite na dva klina i zakrenete prema unutra dok se ne zaključe.

Korak 5. Postavite i podesite sigurnosni pojas na oslonce za noge.

Korak 6. Umetnite posudu za WC (bez poklopca) straga u vodilice smještene ispod sjedala.

Korak 7. Provjerite je li stolica pravilno sastavljena i da ne nedostaju dijelovi.

Stolica je spremna za uporabu.

RUKOVANJE STOLICOM

- Provjerite stanje kočnica kotača, okvira i kotača. Također provjerite sve montirane dijelove i njihova podešenja.
- Prije uporabe provjerite odgovara li širina stolice (45 cm) korisniku, jer širina nije podesiva.
- Stolica je predviđena samo za kratkotrajnu uporabu u zatvorenom prostoru. Nema amortizaciju, stoga se ne preporučuje dugotrajna uporaba.

Napomena! Nemojte koristiti stolicu ako uočite bilo kakve nedostatke ili nepravilnosti.

PREKLOPNI NASLONI ZA RUKE

- Pritisnite sigurnosni klin i podignite naslon za ruku prema gore.
- Za zatvaranje spustite naslon za ruku prema dolje dok ne čujete klik sigurnosnog klina.
- Nemojte koristiti naslone za ruke kao oslonac pri ustajanju. Ako je potrebno, zatražite pomoć treće osobe.

KOČNICE

- Za blokiranje kotača pritisnite papučicu desne i lijeve kočnice nogom.
- Za otpuštanje kotača podignite papučicu prema gore nogom.

OSLONCI ZA NOGE

- Ploče za noge moraju biti u okomitom položaju prilikom ulaska ili izlaska iz stolice.
- **Nemojte koristiti ploče za noge kao oslonac pri ulasku ili izlasku jer postoji opasnost od prevrtanja stolice i pada.**

ULAZAK U STOLICU

- Prilikom ulaska ili izlaska, promjene položaja korisnika ili zaustavljanja, kotači moraju biti blokirani.
- Stolica treba biti postavljena što bliže mjestu prijenosa. Treba dodirivati krevet ili drugo sjedalo. Ako korisnik ne može samostalno prijeći, njegovatelj ili treća osoba mora ga prenijeti na stolicu.
- Korisnik treba sjediti što dublje i u sredini sjedala kako bi se izbjegla nestabilnost stolice.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	55 cm
Unutarnja širina	45 cm
Ukupna dubina	87 cm
Visina sjedala od poda	53 cm
Ukupna visina	95 cm
Dimenzije sjedala	44 x 44 cm
Težina	10,60 kg
Maksimalna nosivost	100 kg
Širina sklopljene stolice	55 cm
Boja okvira	bijela

5. Napomene

Tvrtka Timago International Group ne preuzima odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih pravila ili zloupotrebu.

6. Čišćenje i održavanje

Redovito održavajte dijelove stolice:

- Presvlaka i jastuk mogu se čistiti vlažnom (ne mokrom) krpom te hladnom ili toplom vodom, bez upotrebe deterdženata. Tvrdokorne mrlje mogu se ukloniti spužvom. Ne močiti presvlaku previše. Sušiti dalje od izvora topline.
- Plastične dijelove treba čistiti vlažnom krpom, po potrebi uz uporabu odgovarajućih sredstava za čišćenje plastike. U tom slučaju slijedite upute proizvođača i sigurnosne mjere.
- Nakon svake uporabe ispraznite i dezinficirajte posudu za WC i WC sjedalo. Koristite sredstva za čišćenje prema preporukama proizvođača.

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj

	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

10/2025 (II)