KORSNIČKE UPUTE
Klupa za kadu
Šifra proizvoda: FS 794L-1

1. Značajke
Klupa za kadu opremljena je sjedalom i profiliranim okvirom s protukliznim čepovima koji sprječavaju klizanje klupe po kadi, osiguravajući sigurnost i stabilnost tijekom uporabe. Zahvaljujući podesivom okviru, klupa se može prilagoditi različitim širinama kada, dok PVC sjedalo i aluminijski okvir osiguravaju dugotrajnu izdržljivost. Proizvod je izrađen od materijala otpornog na vlagu.

Set sadrži: sjedalo, dva bočna dijela okvira.



Dijelovi klupe:
- **A.** Sjedalo
- **B.** Sigurnosni klin
- **C.** Protuklizni čepovi

2. Namjena
Klupa za kadu je pomoćno pomagalo koje korisniku olakšava obavljanje higijenskih aktivnosti. Preporučuje se osobama sa smanjenom pokretljivošću kojima je otežano ili onemogućeno samostalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

3. Sastavljanje
Korak 1. Postavite bočne dijelove okvira jedan po jedan s obje strane.
Korak 2. Podesite širinu pomoću sigurnosnog klina i učvrstite bočni dio okvira.
Korak 3. Provjerite jesu li svi dijelovi pravilno učvršćeni i je li okvir ispravno podešen.
Napomena! Okvir treba podesiti prema širini kade. Protuklizni čepovi moraju biti čvrsto postavljeni na rubove kade**.**

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	73-78 cm
Unutarnja širina	47-52 cm

Dubina okvira	14 cm
Dimenzije sjedala	41 x 23 cm
Težina	1,8 kg
Maksimalno opterećenje	100 kg

5. Napomene

Timago International Group ne preuzima odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa ili zlouporabu.

6. Održavanje

- kadu redovito čistite samo vodom, spužvom i blagim deterdžentima namijenjenima za plastične materijale, poput sapuna. Nakon čišćenja temeljito osušite.
- **Nemojte koristiti** jaka sredstva za čišćenje, abrazivne tvari, izbjeljivače, benzin ili otapala – mogu oštetiti okvir, uzrokovati vidljiva oštećenja i gubitak prava na jamstvo.
- Najmanje svaka tri mjeseca provjerite:
  - stanje sigurnosnih klinova za podešavanje visine,
  - stanje cijevi (ima li pukotina).

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod

SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

10/2025 (II)