KORISNIČKE UPUTE
Čelična invalidska kolica
Šifra proizvoda: H011

1.Konstrukcija
Invalidska kolica izrađena su od čeličnog okvira s praškastim premazom. Ima izdržljivo sjedalo od crnog najlona i pamuka, jastuk, naslone za ruke s funkcijom naginjanja i oslonce za noge dostupne u standardnoj (nagibnoj) verziji ili s podesivim kutom nagiba. Stražnji kotači (24") izrađeni su od čeličnih žbica i opremljeni gumama na napumpavanje ili gumama od pune gume. Prednji kotači (8") izrađeni od pune gume s povećanom otpornošću na abraziju.
Dodatne opcije: stražnji kotači od pune gume, oslonci za noge s podesivim kutom nagiba, kočnica za prateću osobu, stolčić.
U setu: okvir kolica sa sjedalom, desni oslonac za noge s pločom za noge, lijevi oslonac za noge s pločom za noge, pričvrsni remen, pumpu, set ključeva za montažu/sklapanje kolica.

Elementi kolica:
A. ručka
B. gumb blokade naslona za ruku
C. parkirna kočnica
D. pogonski sklop
E. brza spojnica
F. Brzo otpuštanje
G. oslonac za noge
H. klin za montiranje



2.Namjena
Čelična invalidska kolica su pomagalo za osobe koje imaju problema sa samostalnim kretanjem te za osobe s disfunkcijama i ograničenjima kretanja.

Pokreće se snagom mišića ruku korisnika ili vođenjem osobe u pratnji. Može se koristiti i u zatvorenom i na otvorenom.

3. Montaža

RASKLAPANJE I MONTAŽA

Korak 1. Rasklapanje kolica

Kolica moraju biti postavljena na tlo. Koristite ručke na stražnjoj strani naslona za rasklapanje kolica. Zatim pritisnite rubove sjedala sprijeda i straga dok svi elementi kolica sjednu jedan u drugi.

Korak 2. Ugradnja oslonaca za noge

Ugradite desni i lijevi oslonac za noge u prednji dio glavnog okvira tako da ih postavite na dva klina i okrenete ih prema unutra dok ne zabrave.

Korak 3. Podešavanje ploča oslonca za noge

Namjestite redom desnu i lijevu ploču oslonca za noge, pomoću pinova i klipsa za zaključavanje koji se nalaze na osloncu za noge. U slučaju oslonaca za noge s podesivim kutom, upotrijebite polugu za podešavanje kuta nagiba oslonaca za noge u odnosu na tlo. Oslonci za noge trebaju biti podešeni tako da kut između trupa i bedara bude približno 90° (to će korisniku osigurati optimalan sjedeći položaj).

Korak 4. Postavljanje sigurnosnog remena

Stavite sigurnosni remen na oslonce za noge. Namjena remena je zaštita nogu korisnika od sklizanja s oslonaca za noge ispod kolica tijekom vožnje. Ne koristiti kolica bez pričvršćenog sigurnosnog remena. Nakon dovršetka gornjih koraka, kolica su pripremljena za korištenje.

PONOVNO SKLAPANJE KOLICA

- Prije sklapanja okvira kolica, nagnite ploče oslonca za noge i postavite ih u okomiti položaj (okomito u odnosu na tlo).
- Za sklapanje okvira kolica, povucite sjedalo prema gore držeći ga po sredini sprijeda i straga, tako da okvir iskoči iz spojnih elemenata.

FUNKCIJA ODMICANJA NASLONA ZA RUKU

- Pritisnuti gumb blokade koji se nalazi na prednjoj strani naslona za ruku i nagnuti unatrag.
- Za zatvaranje naslona za ruku, gurnuti ga prema dolje kako dok ne sjedne gumb blokade.

FUNKCIJA NAPUMPAVANJA KOTAČA

- Kolica su opcijski opremljena s 24" pogonskim kotačima za napumpavanje i 8" PU (bez zračnica) prednjim okretnim kotačima. Ne zaboravite redovito provjeravati tlak u oba kotača. Treba provjeriti i stanje guma – ima li ogrebotina, posjekotina ili površinskih nedostataka.
- Za izjednačavanje tlaka zraka u gumama odvrnite navrtku ventila, umetnite ventil u otvor pumpe (dolazi u kompletu), a zatim napumpajte zrak do željene vrijednosti tlaka.

FUNKCIJA PARKIRNE KOČNICE

- Za blokiranje kotača, pomaknite polugu kočnice naprijed dok se kotač potpuno ne blokira (odvojeno za lijevi i desni kotač).

PODEŠAVANJE PARKIRNIH KOČNICA

Ispravno blokiranje parkirne kočnice ovisi o njezinom podešavanju i postavci.

- *Tijelo kočione čeljusti* mora biti postavljena tako da kočnica sigurno blokira kotač i da poluga ne nailazi na pretjerani otpor.
- U slučaju prevelikog otpora, pomaknite tijelo kočione čeljusti malo naprijed - odvrnuti sigurnosni vijak koji se nalazi s druge strane kočnice (s unutarnje strane kolica) i postaviti u takav položaj da kočnica blokira kotač lako i bez otpora.
- U slučaju da cipela kočnice ne ostvari potpuni kontakt s kotačem i ne blokira ga dovoljno, postupite kao gore, pomičući t*ijelo kočione čeljusti* u suprotnom smjeru.

FUNKCIJA REMENA ZA KORISNIKA

Pojas, koji je uključen u standardnu opremu, koristi se za učvršćivanje trupa u slučajevima kada korisnik može skliznuti s kolica ili nije u stanju samostalno održati pravilan položaj. Remen se kopča kopčom.

4. Tehnička specifikacija

Ukupna širina	57-67 cm
Unutarnja širina	43, 46, 48, 51 cm
Ukupna dubina	104 cm
Visina sjedala u odnosu na tlo	50 cm
Ukupna visina	91 cm (88 cm)

Dimenzije sjedala	42, 45, 47, 50 cm x 40 cm
Težina	18,6-21 kg
Maksimalno opterećenje*	115 do dim. 48cm 135 kg za dim. 51 cm
Sirina sklopljenih kolica	30 cm
Boja okvira	srebrna, tamnoplava

* ovisno o širini sjedala

5. Napomene i preporuke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje invalidskih kolica, nepoštivanje sigurnosnih pravila ili za korištenje suprotno namjeni.

6. Čišćenje i održavanje

Komponente kolica potrebno je redovito održavati:

- Presvlake i jastuk se mogu čistiti hladnom ili toplom vodom pomoću vlažne (ne mokre) krpe bez upotrebe deterdženata. Teže mrlje očistiti spužvom. Prilikom održavanja presvlake pazite da je pretjerano ne natopite. Sušiti podalje od izvora topline.
- Plastične elemente čistiti vlažnom krpom, po mogućnosti sredstvima za čišćenje plastike. Pri uporabi deterdženata pridržavajte se uputa proizvođača i sigurnosnih pravila prilikom rada s deterdžentima

7.Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, djelovanju vode ili vlage.

8. Detalji o jamstvu

Proizvod je pokriven jamstvom čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu koji ste primili. Za potrebe jamstva, čuvajte svoj dokaz o kupnji (fakturu ili račun).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	Broj serije		Datum proizvodnje

SN	Serijski broj	MD	Medicinski proizvod
	Pažnja		Proučite upute
CE	Proizvođač je ocijenio sukladnost s bitnim zahtjevima za medicinske proizvode.		

Kompletna ponuda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

03/2026(I)