KORSNIČKE UPUTE
Podpazušna štaka
Šifra proizvoda: HandyTim

1. Izvedba

Podpazušna štaka za osobe s poteškoćama u kretanju sastoji se od izdržljive, aluminijske osovine na čijem je kraju gumena navlaka, mekanog podpazušnog oslonca i podesivog rukohvata. Štaka ima širok raspon podešavanja, zahvaljujući čemu mogu je koristiti kako niske tako i visoke osobe. Ergonomskog oblika podpazušna štaka, jedne, univerzalne veličine iznimno je udobna za korištenje.



A. rukohvat
B. podpazušni oslonac
C. podešavanje visine rukohvata – zatici
D. podešavanje visine – gornji osigurači za zaključavanje
E. podešavanje visine – donji osigurači za zaključavanje
F. gumena navlaka

2. Primjena

Podpazušna štaka je pomagalo koje se koristi u slučaju ozljede donjeg ekstremiteta uz istodobnu ozljedu u području zapešća ili lakta. Preporučuje se i osobama kojima je nakon ozljede donjih ekstremiteta potrebno prilikom hodanja oslanjanje na štaku radi reedukacije hoda kao i radi održavanja ravnoteže i prijenosa tjelesne težine kod težih disfunkcija donjih ekstremiteta ili torza.
Kontraindikacije: Poremećaji koordinacije, poremećaji ravnoteže, uznapredovale reumatske promjene, ozljede i disfunkcije gornjih ekstremiteta koje onemogućuju oslanjanje na štaku.

3. Podešavanje

- Podpazušnu štaku treba individualno prilagoditi korisniku na način da rameni zglobovi ne budu previše podignuti, a da razina rukohvata osigurava lagani pregib u zglobu lakta (pod kutom od cca 30°).

- Za podešavanje položaja rukohvata otključajte oba crvena zatika i namjestite rukohvat u odgovarajućoj razini. Zatim blokirajte oba zatika.
- Za podešavanje duljine gornjeg dijela štake prvo otključajte oba crvena zatika na rukohvatu. Zatim istodobno pritisnite oba metalna osigurača s unutarnje strane cijevi i odaberite odgovarajući položaj rupa za podešavanje. Nakon podešavanja ponovno namjestite oba metalna osigurača (skokovito podešavanje svakih 2,5 cm).
- Za podešavanje duljine donjeg dijela štake pritisnite metalne osigurače s obje strane cijevi i odaberite odgovarajući položaj rupa za podešavanje. Nakon podešavanja ponovno učvrstite oba metalna osigurača (skokovito podešavanje svakih 2,5 cm).
- Ako koristite dvije štake, sva podešavanja trebaju biti identična (rukohvat, gornji i donji osigurači). Navlake uvijek trebaju uvijek biti u pouzdanom i stabilnom dodiru s tlom.

Pozor!

- Prije uporabe provjerite ispravan položaj osigurača i uvjerite se da je štaka stabilna.
- Preporučuje se korištenje dviju štaka istodobno.
- Dugotrajna uporaba podpazušnih štaka može uzrokovati oštećenje pazušnih živaca – mogu se pojaviti: senzorni i motorički poremećaji, slabost mišića, utrnulost i posljedično paraliza mišića.

Pozor! Ako imate bilo kakvih dvojbi oko načina/tehnike kretanja sa štakama, obratite se osobi s odgovarajućim znanjem ili kvalifikacijama.

4. Tehničke specifikacije

TIP: trostupanjsko podešavanje
Boja: srebrna, crno
Maksimalna težina korisnika: 136 kg
Visina: 97,5 – 147,5 cm
Težina: 0,92 kg

5. Opaske i preporuke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda, nepridržavanje sigurnosnih pravila ili za uporabu suprotnu namjeni.

6. Održavanje i čišćenje

- Štaku treba redovito čistiti vodom i blagim deterdžentima koje imaju atest Nacionalnog instituta za higijenu te obrisati nakon svake uporabe.

- Ne koristite za čišćenje jake deterdžente, abrazivna sredstva, izbjeljivače, benzin ili bilo koja otapala.
- Preporučuje se redovito provjeravati gumenu navlaku. Ako je istrošena, zamijenite ju novom.

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnom djelovanju sunčevih zraka, vodi ili vlazi.

8. Informacije o jamstvu

Proizvod je pokriven jamstvom čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu koji ste primili. Za potrebe jamstva, čuvajte svoj dokaz o kupnji (račun ili fakturu).

9. Znakovi

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	Broj lota		Datum proizvodnje
SN	Serijski broj	MD	Medicinski proizvod
	Pozor		Pročitaj upute
CE	Proizvođač je izvršio ocjenu sukladnosti s bitnim zahtjevima za medicinske proizvode.		

Cjelokupna ponuda je dostupna kod naših distributera. Saznajte više na **www.timago.com**

Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

03/2026(I)