PRIRUČNIK ZA UPORABU
Aluminijski podesivi sklopivi štap
Šifra proizvoda: JMC-C 2052

1. Značajke
Štap je izrađen od aluminijske cijevi s drvenim rukohvatom i mekanim, neklizajućim gumenim vrhom. Zahvaljujući mogućnosti podešavanja visine pomoću sigurnosnog klina i mogućnosti sklapanja u tri dijela, štap je izuzetno praktičan za svakodnevnu upotrebu.

Dijelovi štapa:
- **A.** Rukohvat
- **B.** remen za zapešće
- **C.** podešavanje visine – sigurnosni klin
- **D.** gumeni vrh



Štap nakon sklapanja



2. Primjena
Štap je pomoćno pomagalo koje se koristi za povećanje površine oslonca kod osoba sa smanjenom pokretljivošću. Također se preporučuje osobama kojima je potrebna pomoć i potpora pri hodanju te se može koristiti kao sredstvo za održavanje ravnoteže nakon ozljeda donjih ekstremiteta ili trupa. **Kontraindikacije:** poremećaji koordinacije i ravnoteže, uznapredovale reumatske promjene, ozljede i disfunkcije gornjih ekstremiteta koje mogu onemogućiti korisniku oslanjanje na štap.

3. Podešavanje
Za podešavanje štapa pritisnite metalni klin i odaberite odgovarajući položaj unutarnje cijevi. Zaključajte cijevi na mjestu pomoću metalnog klina. Štap se može podešavati u koracima od 2,5 cm.

- Da biste postavili odgovarajuću duljinu štapa, stanite uspravno i savijte gornji ud u laktu pod kutom od 20°.

- Štap treba individualno prilagoditi korisniku tako da se rukohvat nalazi u visini zgloba kuka.
- Prije upotrebe provjerite da je štap stabilan i da sigurnosni klin u potpunosti prolazi kroz otvor za podešavanje.

NAPOMENA! U slučaju nedoumica u vezi s tehnikom hodanja uz pomoć štapa, obratite se osobi koja ima odgovarajuće znanje ili kvalifikacije.

4. Tehnički podaci

Vrsta	sklopivi
Podešavanje visine	78–88 cm
Maksimalno opterećenje	90 kg
Težina štapa	0,38 kg
Boje	smeđa, crna

5. Napomene

Tvrtka Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa ili zlouporabu.

6. Čišćenje i održavanje

- Štap čistite isključivo vodom i blagim deterdžentima, zatim ga temeljito osušite.
- Ne upotrebljavajte jake deterdžente, abrazivna sredstva, izbjeljivače, benzin niti otapala (to može uzrokovati oštećenje konstrukcije, vidljive nedostatke i posljedično – gubitak prava na jamstvo).
- Preporučuje se redovito provjeravati gumeni vrh. Istrošeni vrh odmah zamijenite novim.

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo

kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

11/2025(I)