UPUTE ZA UPORABU
Aluminijski četveronožni štap s dugim nogama
Šifra proizvoda: JMC-C 2670SL

1. Karakteristike

Četveronožni štap izrađen je od aluminijsko-čeličnog okvira. Ima ergonomsku ručku podesive visine s praškasto obloženom bazom s četiri noge. Četveronožni štap dostupan je s visokom bazom i pjenastom ručkom.



Dijelovi štapa:

- **A.** ručka
- **B.** podešavanje visine – blokirajući klin
- **C.** gumeni vrh

2. Primjena

Četveronožni štap je pomoćno pomagalo namijenjeno pacijentima sa smanjenom pokretljivošću kojima je potrebna stabilna potpora i pomoć pri hodu. Također se preporučuje starijim osobama kao pomoć pri održavanju ravnoteže. Konstrukcija s četiri noge pruža bolju stabilnost od običnih štapova.

Kontraindikacije: poremećaji koordinacije i ravnoteže, uznapredovale reumatske promjene, ozljede i disfunkcije gornjih udova koje mogu onemogućiti oslanjanje na četveronožni štap.

3. Podešavanje

Za podešavanje štapa pritisnite metalni klin i odaberite odgovarajući položaj unutarnje cijevi. Zaključajte cijevi pomoću metalnog klina. Štap se podešava u koracima od 2,5 cm.

- Za pravilnu duljinu četveronožnog štapa stanite uspravno i savijte ruku u laktu pod kutom od oko 20°.
- Četveronožni štap treba se individualno podesiti tako da je ručka u razini zgloba kuka.
- Prije uporabe provjerite da je štap stabilan i da blokirajući klin potpuno izlazi kroz otvor za podešavanje.

NAPOMENA! U slučaju nedoumica u vezi s tehnikom kretanja uz pomoć četveronožnog štapa, posavjetujte se s osobom koja ima odgovarajuće znanje ili kvalifikacije.

4. Tehnički podaci

Tip	podesiv
Boja nogu	srebrna
Ručka	crna, pjenasta
Boja baze	crna
Dimenzije baze	26 x 23 cm
Podešavanje visine	77-101 cm
Težina	1 kg
Maksimalna nosivost	100 kg

5. Napomene

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

6. Čišćenje i održavanje

- Četveronožni štap čistite samo vodom i blagim deterdžentima.
- Ne koristiti: jaka sredstva za čišćenje, abrazivne tvari, izbjeljivač, benzin niti otapala (mogu uzrokovati oštećenje okvira, vidljive nedostatke i, posljedično, gubitak prava na jamstvo).
- Preporučuje se redovito provjeravati gumene vrhove. Istrošene vrhove odmah zamijenite.

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo

kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

08/2025(I)