KORISNIČKE UPUTE

Hodalica s četiri kotača s osloncima za laktove i kočnicama
Šifra proizvoda: JMC-C 3225

1. Karakteristike

Hodalica s četiri kotača s osloncima za laktove i kočnicama izrađena je od poprečno ojačanog aluminijskog okvira. Hodalica je opremljena čvrstim prednjim zakretnim kotačima promjera 3”, stražnjim kotačima promjera 5” i ručnim kočnicama. Pjenaste ručke s podešavanjem duljine i oslonci za laktove osiguravaju pravilnu stabilizaciju i udobnost tijekom korištenja. Visina hodalice može se prilagoditi visini korisnika. Kada je sklopljena, hodalica zauzima malo prostora, što olakšava njezino skladištenje i transport.



Dijelovi hodalice:

1. Oslonac za lakat
2. Ručka s kočnicom
3. Vijak za učvršćivanje ručke
4. Podešavanje duljine
5. Gumb sustava za sklapanje
6. Podešavanje visine
7. Stražnji kotač 5”
8. Prednji kotač 3”

2. Primjena

Hodalica s četiri kotača s osloncima za laktove i kočnicama pomoćno je sredstvo namijenjeno osobama sa smanjenom pokretljivošću kojima je potrebna stabilna potpora i pomoć pri hodanju. Posebno je namijenjena pacijentima koji pate od reumatskih promjena, ograničene pokretljivosti u zglobovima ručnog zgloba i lakta te osobama sa smanjenom snagom stiska. Preporučuje se i starijim osobama kao pomoć pri održavanju ravnoteže, poboljšanju udobnosti hodanja i osiguravanju zaštite od padova. Korištenje hodalice pozitivno utječe na povratak

aktivnosti kod osoba s oboljenjima donjih ekstremiteta te kod osoba s problemima kretanja ili uspravljanja.

3. Sastavljanje

RASKLAPANJE I MONTAŽA

Korak 1. Za rasklapanje hodalice razmaknite bočne dijelove do maksimalnog položaja dok se ručke ne zaključaju (karakterističan „klik" zvuk).
Korak 2. Uzmite gornji dio okvira s osloncima za laktove i montirajte ga na gornji dio glavnog okvira spajanjem pomoću sigurnosnih klinova.
Korak 3. Umetnite ručke s kočnicama u otvore na gornjem okviru s osloncima za laktove i zaključajte ih na željenoj duljini pomoću sigurnosnog klina. Učvrstite ih vijkom (3) ispod oslonca za lakat (1).
Korak 4. Montirajte noge s kotačima na donji dio glavnog okvira i zaključajte ih klinovima (6). Provjerite jesu li sve noge postavljene na istoj visini.

SKLAPANJE

Za sklapanje hodalice pritisnite gumb sustava za sklapanje okvira (5) koji se nalazi na vrhu glavnog okvira i preklopite bočne dijelove prema unutra.

PODEŠAVANJE VISINE

- Visinu treba postaviti tako da korisnik koji se oslanja na ručke stoji uspravno, s ramenima u opuštenom položaju i lagano savijenim laktovima. Ne preporučuje se oslanjati se na hodalicu cijelom težinom tijela.
- Za podešavanje visine nogu pritisnite sigurnosni klin, odaberite odgovarajuću visinu i zaključajte položaj sve četiri noge. Noge se mogu podešavati u koracima od 2,5 cm.

Napomena! Klinovi moraju biti postavljeni na istoj razini na svakoj nozi.

PODEŠAVANJE DULJINE RUČKI

Za podešavanje udaljenosti između oslonca za lakat i ručke odvrnite vijak za učvršćivanje (3) i pritisnite sigurnosni klin koji se nalazi ispod oslonca za lakat (1). Podesite duljinu prema potrebama korisnika. Prije učvršćivanja vijkom provjerite je li podešavanje duljine jednako na obje strane.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	55 cm
Ukupna duljina	54 cm
Podešavanje visine	117-132 cm

Podešavanje duljine ručki	27,5-33,5 cm
Težina	5,00 kg
Maksimalno opterećenje	136 kg
Dimenzije u sklopljenom stanju	69 x 16 x 110 cm

5. Napomene

Tvrtka Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih pravila ili nepravilnu uporabu.

6. Održavanje

- Okvir hodalice čistite vlažnom krpom koristeći samo vodu i blagi deterdžent. Nakon toga temeljito osušite.
- Za čišćenje nemojte koristiti jaka sredstva za poliranje ili abrazivna sredstva, jaka sredstva za čišćenje, izbjeljivač, benzin ili otapala (mogu uzrokovati oštećenje okvira, vidljive nedostatke i posljedično gubitak prava na jamstvo).
- Redovito uklanjajte nečistoće s pokretnih dijelova hodalice (šarke, stezne vijke, mehanizme za zaključavanje).

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Incidenti povezani s medicinskim proizvodima

Svaki ozbiljan incident povezan s medicinskim proizvodom mora se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice Europske unije u kojoj korisnik ili pacijent ima prebivalište.

10. Oznake

	Referentni broj		Proizvođač

LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvod ispunjava zakonske zahtjeve Europske unije za medicinske proizvode (MDR 2017/745).		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

03/2026 (I)