KORISNIČKI PRIRUČNIK
Zračni jastuk s mogućnošću podešavanja za invalidska kolica
Šifra proizvoda: SIT-EXPERT

1. Značajke

Podesivi zračni jastuk sastoji se od zračne komore s ventilom za samonapuhavanje. Jastuk je opremljen uklonjivom navlakom s remenom za pričvršćivanje, izrađenom od dviju različitih tkanina. Gornji dio navlake izrađen je od materijala koji propušta vodenu paru i otporan je na vlagu, dok je donji dio od protuklizne tkanine koja sprječava pomicanje jastuka na sjedištu. Zahvaljujući ventilu za kontrolu, jastuk se sam napuhuje. Zračna komora prilagođava se tijelu korisnika za veću udobnost.

2. Namjena

Podesivi zračni jastuk namijenjen je pacijentima podložnima razvoju dekubitusa. Preporučuje se za pacijente koji trajno borave u sjedećem položaju i imaju poremećaje cirkulacije u perifernom krvotoku. Koristi se za prevenciju dekubitusa te u početnoj fazi njihova liječenja.

3. Prije prve uporabe

Korak 1. Postavite jastuk na sjedište tako da protuklizna strana bude okrenuta prema dolje.
Korak 2. Otvor s ventilom treba biti smješten na prednjem dijelu sjedišta.
Korak 3. Uklonite sve predmete s jastuka.
Korak 4. Izvucite ventil kroz otvor na prednjem dijelu navlake i provjerite je li potpuno izvučen.
Korak 5. Otvorite ventil okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i lagano ga podignite. Jastuk će se sam napuhati.
Korak 6. Nakon napuhavanja zatvorite ventil okretanjem u smjeru kazaljke na satu.

PODEŠAVANJE JASTUKA

Korak 1. Sjednite na napuhani jastuk.
Korak 2. Polako otvorite ventil dok zrak ne počne izlaziti. Protok zraka možete dodatno podesiti:

a) Pritisnite poklopac kako biste smanjili protok zraka.
b) Podignite poklopac kako biste povećali protok zraka.

Korak 3. Ispustite višak zraka dok korisnik ne sjedne stabilno i udobno.

Korak 4. Nakon podešavanja zatvorite ventil.

SKIDANJE I STAVLJANJE NAVLAKE

Za skidanje navlake s jastuka, otvorite ventil, otkopčajte patentni zatvarač i pažljivo skinite navlaku. Za ponovno stavljanje navlake, otvorite ventil i navucite navlaku s bočne strane gdje se nalazi ventil. Zatim pažljivo provucite ventil kroz otvor i zakopčajte zatvarač. Napušite i podesite jastuk (vidi: PODEŠAVANJE JASTUKA).

Napomena! Preporučena debljina jastuka ne smije biti manja od 1,5–2 cm.

4. Tehnički podaci

Duljina	43 / 46 cm
Dubina	40 cm
Visina	8 cm
Maksimalna nosivost	150 kg
Težina	0,80 / 0,90 kg

5. Napomene

Timago International Group ne preuzima odgovornost za nepravilno rukovanje proizvodom, nepoštivanje sigurnosnih propisa ili zlouporabu proizvoda.

6. Uvjeti skladištenja i transporta

Uređaj ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

7. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

8. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod

SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

06/2025 (I)