UPUTE ZA UPORABU
Ortoza Air Walker
Šifra proizvoda: Sky-Walker
Kratka ortoza Air Walker
Šifra proizvoda: Sky-Walker Low

1. Karakteristike

Ortoza Air Walker sastoji se od udlage u obliku cipele izrađene od PVC-a te unutarnjeg uloška od mekog materijala. Zahvaljujući primjeni modernih materijala, ortoza omogućuje dobru prozračnost te učinkovito uklanja višak topline i vlage. Air Walker opremljen je sustavom kružnih traka koje omogućuju individualno podešavanje stupnja stabilizacije te profiliranim protukliznim potplatom koji pacijentu olakšava što prirodniji hod. Visina ortoze iznosi 17” (Sky-Walker) ili 11” (Sky-Walker Low).

2. Namjena

Air Walker koristi se u posttraumatskoj i postoperativnoj rehabilitaciji radi ograničavanja opsega pokreta u skočnom zglobu te poboljšanja funkcionalnih aktivnosti. Ortoza stabilizira stopalo i potkoljenicu u srednjem (neutralnom) položaju kod ozljeda u području skočnog zgloba.

Indikacije za uporabu:

- postoperativno liječenje
- uganuća i iščašenja skočnog zgloba
- ruptura Ahilove tetive
- kao alternativa imobilizaciji gipsom
- prijelomi u području stopala te gornjeg i donjeg dijela skočnog zgloba

3. Kontraindikacije

Ne koristiti u slučaju:

- ogrebotina na kozi
- ekcema
- rana i drugih oštećenja kože
- nakon primjene zagrijavajućeg gela ili masti

Napomena! U slučaju proširenih vena uporaba Air Walkera može biti ograničena. Posavjetujte se s liječnikom kako biste utvrdili može li se proizvod koristiti zajedno s kompresijskim čarapama.

4. Napomene i preporuke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih pravila ili korištenje proizvoda koje nije u skladu s njegovom namjenom.

5. Upute za stavljanje ortoze (u sjedećem položaju, s nogom lagano savijenom u koljenu)

- Otkopčajte kružne trake i izvadite unutarnji uložak.
- Stavite unutarnji uložak na nogu. Po potrebi koristite dodatne zračne jastučiće koji su priloženi. Zakopčajte uložak i postavite ga natrag u Air Walker.
- Postavite prednju školjku ortoze i pričvrstite kružne trake pomoću čičak trake (Velcro).
- Provjerite pravilno prianjanje u stojećem položaju. Po potrebi dodatno prilagodite jačinu zatezanja kružnih traka.

Podaci o veličini (broj obuće)

S	36-39 cm
M	40-43 cm
L	44-46,5 cm

6. Održavanje

- Kružne trake i unutarnji uložak mogu se prati ručno ili u perilici rublja na **30°C**. Ne centrifugirati, ne klorirati, ne glačati, ne izbjeljivati, ne kemijski čistiti, ne sušiti u sušilici.
- Prije pranja pričvrstite Velcro trake kako ne bi oštetile materijal.
- Sušiti na sobnoj temperaturi, daleko od jakih izvora topline.
- PVC udlagu čistiti vlažnom krpom s blagim sapunom.
- Udlagu temeljito osušiti nakon čišćenja.

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Uređaj ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

11/2025(I)