UPUTE ZA UPORABU
Noćni stolić
Šifra proizvoda: TableTIM

1. Značajke

Noćni stolić ima metalni okvir u obliku slova C i ploču stola s drvenim izgledom. Opremljen je podesivom pločom i kotačićima s kočnicama, što omogućuje jednostavno pomicanje i postavljanje iznad kreveta.

Dijelovi stolića:


- **A.** Okvir
- **B.** Osnova s kotačićima
- **C.** Okvir ploče stola
- **D.** Montažni vijak
- **E.** Ploča stola
- **F.** Podešavanje visine



2. Namjena

Noćni stolić namijenjen je za uporabu izravno iznad pacijentovog kreveta, pružajući površinu za jelo, čitanje ili pisanje dok je osoba u krevetu. Proizvod je namijenjen za uporabu u medicinskim ustanovama i u kućnoj njezi.

3. Sastavljanje i podešavanje



1. Pričvrstite obje osnove s kotačićima **(b)** na glavni okvir **(a)** tako da uskladite odgovarajuće slovne oznake — na primjer, poravnajte slovo „A” na okviru sa slovom „A” na osnovi i isto učinite za „B”, „C” i „D”.
2. Nakon što je osnova pričvršćena, postavite stolić uspravno na četiri kotačića i aktivirajte kočnice kotačića kako biste ga stabilizirali za daljnje sastavljanje.
3. Umetnite okvir ploče stola **(c)** u kvadratni otvor glavnog okvira **(a)**.
4. Umetnite klin ploče stola **(d)** u ukošenu, zakošenu rupu okvira ploče stola **(c)** tako da se dvije zakošene površine poravnaju.
5. Umetnite čahuru **(g)** u okruglu rupu okvira ploče stola **(c)** preko izbočenog navoja, pazeći da prethodno umetnuti klin **(d)** ostane na mjestu.
6. Navrnite leptir maticu **(e)** na izbočeni navoj klina ploče stola **(d)**. Nemojte previše zategnuti; treba biti dovoljno čvrsta da ostane na mjestu bez ispadanja.
7. Postavite ploču stola **(i)** na pripremljeni okvir ploče stola. Kako biste to lakše učinili, jednom rukom držite cijev koja se nalazi ispod ploče stola. Nakon postavljanja ploče, zategnite leptir maticu **(e)**.
8. Na kraju, osigurajte leptir maticu pomoću vijka **(f)** u predviđenu rupu na glavnom okviru **(a)** i zategnite je.

PODEŠAVANJE NAGIBA PLOČE STOLA

- Za podešavanje kuta ploče stola otpustite leptir vijak (e) koji se nalazi sa strane ploče stola.
- Nakon što postavite željeni kut, učvrstite leptir vijak (e).

PODEŠAVANJE VISINE PLOČE STOLA

- Za podešavanje visine ploče stola otpustite leptir vijak s vijkom (f) koji se nalazi na osnovnom okviru (a).
- Nakon što postavite željenu visinu, učvrstite leptir vijak s vijkom (f).

KOČNICE

- Zaključajte kočnice kotačića tijekom korištenja stolića.

4. Tehnički podaci

Dimenzije	60,5 x 40,2 cm

Dimenzije ploče stola	60 x 40 cm
Podešavanje kuta ploče stola	0° - 90°
Podešavanje visine	72-112 cm
Težina	6,7 kg
Maksimalna nosivost	10 kg
Promjer kotačića	1,50”

5. Napomene

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

6. Održavanje

Proizvod treba čistiti vlažnom krpom, a zatim temeljito osušiti.
Ne smiju se koristiti abrazivna sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti zaštitne premaze. Nečistoće je potrebno redovito uklanjati s pokretnih dijelova proizvoda (poput šarki, steznih vijaka i mehanizama za zaključavanje).

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

	Referentni broj		Proizvođač
	LOT broj		UDI kod

SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
⚠	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

10/2025(I)