UPUTE ZA UPORABU
Vratna ortoza, tip Philadelphia
Vratna ortoza za traheotomiju, tip Philadelphia
Šifra proizvoda: TGO-C KPH 103 / TGO-C KPH-O 103

1. Karakteristike

Dvodijelna ortopedska vratna ortoza izrađena je od anatomski profilirane polietilenske pjene s PVC učvršćenjem. Ortoza propušta rendgenske zrake i opremljena je otvorima koji omogućuju slobodan protok zraka. Ortoza se pričvršćuje i podešava pomoću Velcro trake. Primjenom visokokvalitetnih materijala osigurana je izdržljivost i udobnost tijekom korištenja.
Model **TGO-C KPH-O 103** ima otvor za traheotomiju sprijeda, koji omogućuje slobodan pristup dušniku i kontrolu pulsa u karotidnoj arteriji.

2. Namjena

Ortopedska vratna ortoza koristi se nakon operacija ili tijekom transporta pacijenta.

Indikacije za uporabu:

- Bolni i radikularni sindromi vratnih kralježaka
- Stabilizacija i rasterećenje vratne kralježnice
- Artroza
- Oporavak nakon prijeloma i uganuća

Kontraindikacije

Ne koristiti u slučaju:

- ogrebotina na kozi
- ekcema
- rana i drugih oštećenja kože
- nakon primjene zagrijavajućeg gela ili masti

3. Napomene

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno održavanje proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih pravila ili nepravilnu uporabu proizvoda.

4. Upute za stavljanje ortoze

Napomena! Pridržavajte se informacija iz ovog priručnika tijekom stavljanja i podešavanja ortoze. Korisnicima s jakim bolovima u vratnoj kralježnici i smanjenom pokretljivošću može biti potrebna pomoć druge osobe koja ima odgovarajuće vještine.

- Prije uporabe provjerite je li koža čista i suha.
- Postavite prednji dio ovratnika ispod brade.
- Postavite stražnji dio tako da se Velcro trake preklapaju s prednjim dijelom. Provjerite je li stražnji dio ovratnika smješten ispod zatiljka, djelomično na leđima i vratu, te da dobro pristaje ispod ušiju.
- Provjerite je li ovratnik pravilno centriran te učvrstite oba dijela pomoću Velcro trake.
- Zapamtite da samo pravilno odabrana veličina ovratnika osigurava stabilizaciju i rasterećenje vratne kralježnice.

5. Tehnički podaci

VELIČINA	OPSEG VRATA (cm)
S	26-33
M	33-40
L	40-48
XL	>48

6. Održavanje

- Čistiti ovratnik vlažnom krpom.
- Nakon svakog čišćenja temeljito osušiti.
- Sušiti na sobnoj temperaturi, daleko od jakih izvora topline.

- Ne centrifugirati, ne klorirati, ne glačati, ne izbjeljivati, ne kemijski čistiti, ne prati u perilici rublja niti sušiti u sušilici.

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Uređaj ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

11/2025(I)