UPUTE ZA UPORABU
Meka ortopedska vratna ortoza
Šifra proizvoda: TGO-C KS 101

1. Karakteristike

Jednodijelna mekana ortopedska vratna ortoza izrađena je od anatomski profilirane pjene presvučene pamukom. Ortoza je lagana i udobna za korištenje, a pričvršćuje se i podešava pomoću Velcro trake. Izrađena je od materijala koji su nježni prema koži i propušta rendgenske zrake.

2. Namjena

Ortopedska vratna ortoza koristi se za imobilizaciju i stabilizaciju vratnih kralježaka.

Indikacije za uporabu:

- Vrtoglavice, migrenę
- Akutni i kronični bolni sindromi vrata
- Degenerativne promjene vratnih kralježaka
- Nakon ozljeda uslijed uvrtanja vratne kralježnice
- Kao dodatna terapija nakon ozljeda čeljusti

Kontraindikacije

Ne koristiti u slučaju:

- ogrebotina na koži
- ekcema
- rana i drugih oštećenja kože
- nakon primjene zagrijavajućeg gela ili masti
- individualnih kontraindikacija koje je utvrdio liječnik tijekom razgovora i fizikalnog pregleda

3. Napomene

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno održavanje proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih pravila ili nepravilnu uporabu proizvoda.

4. Upute za stavljanje ortoze

Napomena! Pridržavajte se informacija navedenih u ovom priručniku tijekom stavljanja i podešavanja. Korisnicima s jakim bolovima u vratnoj kralježnici i smanjenom pokretljivošću može biti potrebna pomoć druge osobe koja ima odgovarajuće vještine.

- Prije uporabe provjerite je li koža čista i suha.
- Stavite ovratnik u sjedećem položaju, lagano zabacivši glavu unatrag i podižući bradu prema gore.
- Postavite anatomski izrez ispod brade i učvrstite stražnji dio ovratnika pomoću Velcro trake.
- Zapamtite da samo pravilno odabrana veličina ovratnika osigurava stabilizaciju i rasterećenje vratnih kralježaka.

5. Tehnički podaci

Kako biste pravilno odabrali veličinu, izmjerite opseg vrata, odredite visinu ovratnika i zatim odaberite odgovarajuću veličinu.

VELIČINA	OPSEG VRATA (cm)	VISINA (cm)		
S	30-35	7,5	8,5	10
M	36-41			
L	42-47			
XL	48-53			

6. Održavanje

- Ručno prati u toploj vodi. Ne centrifugirati, ne klorirati, ne glačati, ne izbjeljivati, ne kemijski čistiti, ne koristiti sušilicu rublja.
- Sušiti na sobnoj temperaturi, daleko od jakih izvora topline.

Napomena: Informacije o održavanju nalaze se na etiketi proizvoda.

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Uređaj ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

11/2025(I)