Upute za uporabu
Stabilizirajući imobilizacijski steznik s zateznim trakama
Šifra proizvoda: TGO-R SLK 702

1. Izrada

Stabilizirajući imobilizacijski steznik sa zateznim trakama izrađen je od elastične kompresijske tkanine koja se sprijeda zatvara čičak-trakom, savitljivih ojačanja, aluminijskih lamela koje rasterećuju i stabiliziraju kralježnicu, kao i sustava zateznih traka koji omogućuje podešavanje stupnja stabilizacije. Kompresijska tkanina zahvaljujući svojoj prostornoj strukturi omogućuje vrlo dobro odvođenje viška topline i vlage, uz stalan dotok zraka do kože pacijenta. Visina steznika prikladna je za stabilizaciju lumbalnog dijela kralježnice.

2. Primjena

Stabilizirajući imobilizacijski steznik pripada skupini medicinskih pomagala koja se koriste za smanjenje bolnih tegoba, lokalnu stabilizaciju kralježnice, rasterećenje živčanih korijena te kao potpora pri uspravljanju pacijenata s ortopedskim ili neurološkim ozljedama. Tkanina od koje je steznik izrađen ima elastična svojstva, zahvaljujući kojima djeluje kompresijski na mišiće trupa.

Indikacije za uporabu steznika:

- Diskopatija
- Spondilolisteza
- Upalna stanja zglobova kralježnice
- Bolovi zbog preopterećenja
- Degenerativne promjene
- Neuropatski i radikularni sindromi
- Stanja pojačanog, bolnog napetka leđnih mišića
- U poslijeoperacijskom liječenju
- U procesu poslijeozljede rehabilitacije

3. Kontraindikacije:

Ne smije se koristiti u sljedećim slučajevima:

- Odrasline kože,
- Kožni ekcemi,
- Rane i druga oštećenja kože,

- Nakon primjene gelova i masti za zagrijavanje,
- Pojedinačne kontraindikacije koje je utvrdio liječnik tijekom subjektivnog i objektivnog pregleda.

4. Napomene i preporuke

Timago International Group ne preuzima odgovornost za nepravilno održavanje proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih pravila te za uporabu koja nije u skladu s namjenom.

5. Način postavljanja

Upozorenje! Tijekom stavljanja i podešavanja steznika potrebno je pridržavati se uputa navedenih u priručniku. Korisnici s jakim bolovima u lumbalnom dijelu kralježnice i smanjenom pokretljivošću mogu trebati pomoć druge osobe koja posjeduje odgovarajuće vještine.

- Da biste stavili steznik, najprije treba otkopčati čičak-trake na prednjoj strani steznika te trake za zatezanje. Zatim obuhvatiti trup odostraga prema naprijed u visini lumbosakralnog dijela kralježnice, zakopčati stabilizirajuće trake sprijeda na čičak, a potom i trake za zatezanje.
- Imajte na umu da samo pravilno odabrana veličina steznika jamči stabilizaciju i rasterećenje lumbalnog dijela kralježnice.

6. Tehnički parametri:

VELIČINA	OPSEG STRUKA (cm)
S	70-80
M	80-90
L	90-100
XL	100-110
XXL	110-120
XXXL	120-135

7. Održavanje

- Steznik prati ručno u mlakoj vodi do 30°, ne centrifugirati, ne klorirati, ne glačati, ne prati kemijski, ne izbjeljivati, ne sušiti u sušilici, ne čistiti kemijski.
- Tijekom pranja potrebno je paziti da su čičak-trake dobro pričvršćene kako ne bi oštetile materijal.

- Sušiti na sobnoj temperaturi, dalje od jakih izvora topline.

Upozorenje! Informacije o održavanju nalaze se na tekstilnoj etiketi.

8. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

9. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

10. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

10/2025(I)