UPUTE ZA UPORABU
Visoki torakolumbosakralni steznik
s potporničkim trakama
Šifra proizvoda: TGO-R WSLK-R 704

1. Karakteristike

Visoki torakolumbosakralni steznik s potporničkim trakama izrađen je od elastičnog kompresijskog materijala, a sprijeda se zatvara čičak-trakom (Velcro). Sastoji se od fleksibilnih podupirača (aluminijskih ojačanja) koji rasterećuju kralježnicu, sustava zateznih traka koje omogućuju podešavanje jačine stabilizacije te traka koje stabiliziraju lopatice. Zahvaljujući prostornoj strukturi tkanine, steznik omogućuje dobru prozračnost i udoban je za svakodnevno nošenje. Visina steznika prilagođena je stabilizaciji torakalno–lumbosakralnog segmenta kralježnice.

2. Namjena

Torakolumbosakralni steznik koristi se za smanjenje bolova, stabilizaciju kralježnice te za dekompresiju živčanih korijenova. Zahvaljujući elastičnom materijalu, tkanina djeluje kompresijski na mišiće trupa.

Indikacije za uporabu:

- Akutni bolni sindrom u torakalnom i lumbosakralnom segmentu kralježnice
- Multiraziničnа diskopatija
- Osteoporoza
- Ankilozantni spondilitis
- Upale zglobova kralježnice
- Multiraziničnа nestabilnost
- Spondilolisteza
- Patološki prijelom tijela kralješka
- Degenerativne promjene
- Neuropatski i radikularni sindrom

- Povećan i bolan mišićni tonus leđnih mišića
- U postoperativnom liječenju
- U procesu rehabilitacije nakon ozljeda

Kontraindikacije
Ne koristiti u slučaju:

- ogrebotina na kozi
- ekcema
- rana i drugih oštećenja kože
- nakon primjene zagrijavajućeg gela ili masti
- individualnih kontraindikacija koje je utvrdio liječnik tijekom razgovora i pregleda

3. Napomene

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih pravila ili korištenje proizvoda na način koji nije u skladu s njegovom namjenom.

4. Upute za stavljanje steznika

Napomena! Pridržavajte se informacija sadržanih u ovim uputama tijekom zakopčavanja i podešavanja. Korisnicima s jakom boli u lumbalnom dijelu kralježnice ili smanjenom pokretljivošću može biti potrebna pomoć druge osobe koja ima odgovarajuće vještine.

- Za stavljanje steznika, otkopčajte Velcro trake i potporne trake smještene na prednjoj strani steznika. Postavite trake koje stabiliziraju lopatice i obmotajte trup steznikom od leđa prema naprijed, na razini lumbosakralnog segmenta kralježnice. Zakopčajte stabilizacijske trake na prednjoj strani pomoću čička, a zatim pričvrstite potporne trake.
- Zapamtite da samo pravilno odabrana veličina osigurava ispravnu stabilizaciju i rasterećenje torakalno–lumbosakralnog dijela kralježnice.

5. Tehnički podaci

VELIČINA	OPSEG TRUPA (cm)
S	70-80
M	80-90
L	90-100
XL	100-110
XXL	110-120
XXXL	120-135

6. Održavanje

- Ručno prati steznik u toploj vodi na **30°C**. Ne centrifugirati, ne klorirati, ne glačati, ne izbjeljivati, ne kemijski čistiti, ne koristiti sušilicu rublja.
- Prije pranja pričvrstite Velcro trake kako ne bi oštetile materijal.
- Sušiti na sobnoj temperaturi, daleko od jakih izvora topline.

Napomena: Informacije o održavanju nalaze se i na etiketi proizvoda.

7. Informacije o jamstvu

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj internetskoj stranici. Molimo vas da kontaktirate prodavatelja od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da je za ostvarivanje jamstva potrebno sačuvati dokaz o kupnji (račun ili fakturu).

8. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod

SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
⚠	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

11/2025(I)