KORISNIČKI PRIRUČNIK

Stolica za tuširanje s naslonom- sustav TF

Kod proizvoda: TGR-R KP 350L

1. Izrada

Stolica za tuširanje sastoji se od aluminijskog okvira i širokog sjedišta od jakog PVC materijala. Ima noge podesive visine s protukliznim gumenim kapicama i bočne ručke na sjedalu koje olakšavaju uporabu opreme. Posebno projektirane gumene kapice na nogama učinkovito sprječavaju klizanje u vlažnim prostorijama. Stolica je dodatno opremljena sustavom TF, koji olakšava montažu.

Komplet sadrži: naslon 1 kom., sjedište 1 kom., okvir stolice 2 kom., noge s podesivom visinom 4 kom., montažne cijevi za naslon 2 kom., montažni vijci (leptir) - 9 kom.



Dijelovi:

- **A.** naslon
- **B.** montažne cijevi za naslon
- **C.** sjedište
- **D.** cijevi okvira za stolicu
- **E.** Podešavanje visine sjedišta - sustav TF
- **F.** protuklizne kapice

2. Primjena

Stolica za tuširanje pomoćna je oprema koja olakšava korisniku održavanje higijene. Preporučuje se osobama sa smanjenom

fizičkom sposobnošću, koja onemogućava ili otežava samostalno vršenje svakodnevnih radnji.
Stolica se preporučuje za tuširanje, u kadi, u kupaonici i drugim vlažnim prostorijama, u kućnim i bolničkim uvjetima.

3. Montaža

Korak 1. Sjedište stolice treba staviti ravno na pod.
Korak 2. Nakon toga pomoću vijka tipa leptir s podloškom treba montirati sjedište na sredini sa ukrštenim cijevima okvira za stolicu.
Korak 3. Cijevi okvira stolice spojiti s nogama.
Korak 4. Nakon toga pomoću četiri vijaka tipa leptir
i podloški treba zavrnuti cijevi naslona na cijevi okvira.
Korak 5. Stolica s montiranim sjedištem i cijevima naslona postavi se na noge, nakon toga treba zavrnuti naslon pomoću četiri vijaka tipa leptir s podlošcima

PODEŠAVANJE VISINE

Kako biste podesili visinu stolice, pritisnite metalni uložak, odaberite odgovarajuću visinu noge, a zatim ih zaključajte pomoću uloška za blokiranje. Noge se podešavaju na svakih 2,5 cm.
Pažnja! Ulošci u svim nogama moraju se postaviti na istu razinu.

4. Tehnička specifikacija:

Širina	49 cm
Dubina	44 cm
Širina sjedišta	36 - 46 cm
Ukupna visina	64 - 74 cm
Dimenzije sjedala	49 x 29 cm
Težina	3,38 kg
Maksimalno opterećenje	136 kg

5. Napomene i preporuke:

Timago International Group ne snosi odgovornost zaneodgovarajuću uporabu stolice, nepoštovanje sigurnosnih načela, kao i uporabu koja nije sukladna namjeni.

6. Održavanje

- Stolicu treba redovito čistiti vodom, spužvom i blagim deterdžentima za plastiku, npr. sapunom ili blagim deterdžentima s certifikatom Nacionalnog instituta za higijenu, te obrisati dok ne bude suha nakon svake uporabe.
- **upotrebljavaZa čišćenje ne upotrebljavajte: jake deterdžente, abrazivna sredstva, izbjeljivač, benzin ili bilo koja otapala (ovo može oštetiti okvir, vidljive nedostatke i, posljedično, poništiti jamstvena prava).**
- Treba redovito provjeravati: zategnutost vijaka, stanje uložaka za blokiranje, stanje cijevi (da nema pukotina)
- Preporučuje se redovita kontrola gumene kapice. U slučaju da je ona istrošena, zamijenite kapicu novom.

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Uređaj ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

	Referentni broj		Proizvođač

LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

08/2025(I)