KORISNIČKE UPUTE

Sklopiva toaletna stolica
Sklopiva toaletna stolica s kotačićima
Šifra proizvoda: TGR-R KT 023B, TGR-R KT 023C

1. Karakteristike

Sklopiva toaletna stolica izrađena je od čeličnog okvira plastificiranog prahom. Model TGR-R KT 023B opremljen je nogama s mogućnošću podešavanja visine i protukliznim gumenim nastavcima, dok model TGR-R KT 023C ima noge s kotačićima i sustavom za blokadu (kočnice). Stolica je opremljena toaletnim sjedalom s poklopcem te plastičnom posudom s poklopcem, koje je lako ukloniti. Zahvaljujući mogućnosti sklapanja i podešavanja, stolica se može prilagoditi potrebama pacijenta, a bočni nasloni za ruke osiguravaju stabilnost i sigurnu upotrebu.

Elementi toaletne stolice:

- **A.** Nasloni za ruke
- **B.** Toaletna daska
- **C.** Toaletna posuda
- **D.** Podešavanje visine
- **E.** Protuklizni nastavak
- **F.** Kotačići



2. Namjena

Toaletna stolica je pomoćno pomagalo koje korisniku olakšava obavljanje fizioloških potreba. Preporučuje se osobama s disfunkcijama i smanjenom pokretljivošću, koje imaju poteškoće s samostalnim hodanjem te osobama koje su izgubile mogućnost samostalnog sjedenja i ustajanja. Stolica služi kao toalet zahvaljujući posudi smještenoj ispod sjedala. Omogućuje lakše obavljanje fizioloških i higijenskih potreba korisnika. Kotačići omogućuju udoban prilaz toaletu nakon uklanjanja posude.

3. Sastavljanje

Rasklapanje i sklapanje

- Za rasklapanje stolice, najprije je postavite na pod. Uhvatite plastične ručke i rasklopite stolicu. Zatim spojite prednji dio okvira.
- Ugradite toaletnu dasku s poklopcem na stražnji dio okvira, a toaletnu posudu postavite u sredinu.
- Za sklapanje stolice najprije uklonite toaletnu posudu te toaletnu dasku s poklopcem. Zatim spustite prednji dio okvira, nakon čega jednu bočnu stranu nagnite prema naprijed, a drugu prema natrag.

PODEŠAVANJE VISINE

- Za podešavanje visine stolice pritisnite blokirajući pin, odaberite odgovarajuću visinu noge, a zatim ponovno zaključajte položaj, ponavljajući postupak i na ostalim nogama. Noge su podesive u koracima od 2,5 cm.

Napomena! Sve noge moraju biti podešene na istoj visini.

UPORABA

- Tijekom sjedanja ili ustajanja, promjene položaja korisnika ili kada stolica miruje, kočnice moraju biti zaključane (TGR-R KT 023C). Podignite poklopac toaleta i uklonite poklopac posude. Nakon uporabe, pokrijte posudu poklopcem i spustite poklopac toaleta.

4. Tehnički podaci

Model	**TGR-R KT 023B**	**TGR-R KT 023C**
Ukupna širina	56 cm	
Unutarnja širina	46 cm	
Ukupna dubina	47 cm	
Visina sjedala od tla	41-51 cm	43-53 cm
Ukupna visina	71-81 cm	73-83 cm
Dimenzije sjedala	38 x 40 cm	
Težina stolice	6,5 kg	8,0 kg
Maksimalno opterećenje	120 kg	
Boja okvira	siva	

5. Napomene

Timago International Group ne preuzima odgovornost za nepravilno korištenje proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih pravila ili zlouporabu.

6. Održavanje

Redovito provodite vizualni pregled svih spojnih elemenata proizvoda (poput zasuna i šarki).

Čišćenje

Redovito održavajte tehničko stanje stolice:

- Toaletnu stolicu čistite redovito koristeći samo vodu i blage deterdžente. Temeljito osušite.
- Ne koristiti za čišćenje: jaka polirna sredstva i deterdžente, abrazivna sredstva, izbjeljivače, benzin ili otapala (to može uzrokovati oštećenje okvira, vidljiva oštećenja i posljedično gubitak prava na jamstvo).
- Nakon svake uporabe ispraznite i dezinficirajte toaletnu posudu i toaletnu dasku. Koristite sredstva za čišćenje toaleta u skladu s uputama proizvođača.

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj

	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!



Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

11/2025(I)