UPUTE ZA UPORABU
Aluminijski podesivi štap
Šifra proizvoda: TGR-R LA 833L2

1. Karakteristike

Aluminijski podesivi štap izrađen je od izdržljive plastične mase. Ima remen i mekani gumeni vrh. Njegov ergonomski oblik ručke osmišljen je tako da pravilno pristaje ruci korisnika.



Dijelovi štapa:

A. ručka
B. remen za zapešće
C. podešavanje visine – blokirajući klin
D. gumeni vrh

2. Primjena

Podesivi štap je pomoćno pomagalo koje se koristi za povećanje površine oslonca kod pacijenata sa smanjenom pokretljivošću. Štap se preporučuje pacijentima kojima je potrebna pomoć i potpora pri hodu, a može se koristiti i kao pomoć pri održavanju ravnoteže nakon ozljeda donjih udova ili trupa.
Kontraindikacije: poremećaji koordinacije i ravnoteže, uznapredovale reumatske promjene, ozljede i disfunkcije gornjih udova koje mogu onemogućiti oslanjanje na štap.

3. Podešavanje

Za podešavanje štapa pritisnite blokirajući klin i odaberite odgovarajući položaj unutarnje cijevi. Zaključajte položaj cijevi jednu prema drugoj pomoću metalnog klina. Štap se podešava u koracima od 2,5 cm.

- Za pravilnu duljinu štapa stanite uspravno i savijte ruku u laktu pod kutom od oko 20°.
- Štap se treba individualno podesiti tako da je ručka u razini zgloba kuka.
- Prije uporabe provjerite da je štap stabilan i da blokirajući klin potpuno izlazi kroz otvor za podešavanje štapa.

NAPOMENA! U slučaju nedoumica u vezi s tehnikom kretanja uz pomoć štapa, posavjetujte se s osobom koja ima odgovarajuće znanje ili kvalifikacije.

4. Tehnički podaci

Tip	podesiv
Boje	brončana, crna
Podešavanje visine	69-92 cm
Maksimalna nosivost	90 kg
Težina štapa	0,3 kg

5. Napomene

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

6. Održavanje i čišćenje

- Štap čistite samo vodom i blagim deterdžentima.
- Ne koristiti: jaka sredstva za čišćenje, abrazivne tvari, izbjeljivač, benzin niti otapala (mogu uzrokovati oštećenje okvira, vidljive nedostatke i, posljedično, gubitak prava na jamstvo).
- Preporučuje se redovito provjeravati gumeni vrh. Istrošeni vrh odmah zamijenite.

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod

SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

08/2025(I)