PRIRUČNIK ZA UPORABU
Čelični rolator s četiri kotača
Šifra proizvoda: TGR-R RS 881

1. Karakteristike

Sklopivi rolator s četiri kotača izrađen je od čeličnog okvira presvučenog praškastim premazom. Opremljen je parkirnim kočnicama, sjedalom s uklonjivom ladicom i košarom. Proizvod dolazi s punim gumenim kotačima promjera 8'' te ručkama podesivim po visini s anatomskim rukohvatima.

Set uključuje: okvir sa sjedalom, ručke s kočnicama, košaru, ladicu, blokirajuće vijke (2 kom.).



Elementi rolatora:

A. Ručka za guranje
B. Parkirna kočnica
C. Blokirajući vijak
D. Mehanizam za sklapanje okvira
E. Poprečna šarka
F. Sjedalo s ladicom
G. Držač za štake
H. Gornje podešavanje kočnice
I. Donje podešavanje kočnice
J. Košara

2. Namjena

Rolator je namijenjen pacijentima sa smanjenom pokretljivošću kojima je potrebna stabilna potpora i pomoć pri hodanju. Također se preporučuje starijim osobama kao pomoć u održavanju ravnoteže, poboljšanju udobnosti pri hodu te kao zaštita od padova. Uporaba rolatora pozitivno utječe na vraćanje aktivnosti kod osoba s ograničenom pokretljivošću i poteškoćama pri ustajanju. Pruža bolju stabilizaciju, potporu i sigurnost tijekom hodanja.

3. Sastavljanje

Rasklapanje i sklapanje rolatora

- Najprije umetnite ručke za guranje u montažne otvore na odgovarajućoj visini i učvrstite ih blokirajućim vijcima.
- Da biste rasklopili rolator, pritisnite poprečnu šipku koja se nalazi ispod sjedala tako da se šarke na vanjskim stranama potpuno otvore.
- Objesite košaru na prednji okvir, ispod sjedala.
- Postavite ladicu na sjedalo tako da se držači ladice sigurno uklope u montažne otvore.
- Uklonite zaštitnu foliju s kotača.
- Za sklapanje rolatora aktivirajte kočnicu snažnim povlačenjem ručke prema dolje. Zatim pritisnite blokadu sklapanja okvira smještenu s desne strane i istovremeno povucite poprečnu šipku prema gore. Košara i ladica mogu se ukloniti po potrebi.

NAPOMENA! Budite oprezni prilikom sklapanja rolatora zbog opasnosti od prignječenja prstiju u šarkama.

KOČNICE

- Za zaustavljanje rolatora povucite ručku kočnice prema gore i držite.
- Tijekom stajanja ili korištenja sjedala, aktivirajte parkirne kočnice snažnim pritiskanjem ručke kočnice prema dolje.
- Za otpuštanje kočnice povucite ručku prema gore.

PODEŠAVANJE VISINE RUČKI

Za podešavanje visine ručki odvrnite blokirajuće vijke na vanjskom okviru, odaberite željenu visinu i ponovno ih zategnite.

NAPOMENA! Ručke moraju biti postavljene na istoj visini.

PODEŠAVANJE KOČNICA

Gornje podešavanje kočnice

- Odvijte maticu sajle, povucite je na odgovarajuću duljinu i učvrstite kontramaticom.

Donje podešavanje kočnice

- Olabavite vijak otvorenim ključem, povucite crnu kočionu sajlu kako biste podesili zategnutost, a zatim ponovno zategnite vijak.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	57 cm
Ukupna dubina	65 cm
Dimenzije sjedala	38 x 16 cm
Visina sjedala od tla	62 cm
Podešavanje visine ručki	79-91 cm
Težina	10,8 kg
Maksimalno opterećenje	135 kg
Maksimalno opterećenje košare	12 kg
Boja okvira	tamnoplava

5. Napomene

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih pravila ili zlouporabu.

6. Čišćenje i održavanje

- Očistite okvir vlažnom krpom i temeljito osušite.
- Ne koristiti jaka sredstva za poliranje jer mogu oštetiti zaštitne premaze.
- Redovito čistiti nečistoće s pokretnih dijelova rolatora (šarke, vijci, blokade).

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

	Referentni broj		Proizvođač

LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

11/2025(II)