PRIRUČNIK ZA UPOTREBU
Čelični rolator s 3 kotača
Šifra proizvoda: TGR-R RT 892G

1. Karakteristike

Rolator s 3 kotača izrađen je od čeličnog okvira obloženog prahom. Rolator je opremljen parkirnim kočnicama, košarom s uklonjivim pladnjem i torbom za kupovinu na patentni zatvarač. Ima čvrste kotače promjera 8'' i ergonomske ručke podesive po visini.

Set uključuje: čelični okvir, dvije anatomske ručke, košaru, pladanj, vrećicu za kupovinu, ručke za zaključavanje – 2 kom.

Elementi rolatora:

- **A.** Rukohvat
- **B.** Parkirna kočnica
- **C.** Gumb za zaključavanje
- **D.** Košara
- **E.** Torba za kupovinu
- **F.** Sajla kočnice
- **G.** šarka
- **H.** Gornje podešavanje kočnice
- **I.** Donje podešavanje kočnice



2. Primjena

Rolator je namijenjen osobama smanjene pokretljivosti kojima je potrebna stabilna potpora i pomoć pri hodu. Preporučuje se i starijim osobama kao pomoć pri održavanju ravnoteže, poboljšanju udobnosti hodanja i sigurnosti od pada. Korištenje rolatora pozitivno utječe na povratak aktivnosti osoba s problemima lokomocije i naginjanja u uspravni položaj. Jamči bolju stabilizaciju, potporu i sigurnost tijekom hodanja.

3. Montaža

Rasklapanje i sklapanje rolatora

- Da biste rasklopili rolator, razdvojite okvir na stražnjim kotačima.
- Pritisnite šarku koja se nalazi u sredini okvira dok se rolator potpuno ne rasklopi.
- Učvrstite ručke za guranje u otvore za montažu i blokirajte ih gumbima za zaključavanje.
- Za sklapanje rolatora povucite šarku prečke koja se nalazi u sredini metalne prečke i preklopite rolator pomoću ručki ili okvira.
- Objesite košaru s pladnjem na male kukice u prednjem dijelu okvira.
- Torba za kupovinu može se ukloniti otkopčavanjem kopči koje se nalaze s obje strane okvira.

Funkcija kočnica

- Kako biste zaustavili rolator, povucite ručicu kočnice prema gore i držite.
- Dok se zaustavljate ili koristite sjedalo, zaključajte kočnicu pritiskom ručke kočnice prema dolje.
- Za otpuštanje kočnice povucite ručicu kočnice prema gore.

Podešavanje visine ručki

- Za podešavanje visine ručki, odvrnite gumbe za zaključavanje koji se nalaze ispod ručki za guranje, odaberite odgovarajuću visinu i zategnite gumbe za zaključavanje.

Podešavanje kočnica

Podešavanje gornje kočnice

- Odvijte maticu kabela, povucite ga do odgovarajuće duljine i zaključajte ga zatezanjem sigurnosne matice.

Podešavanje donje kočnice

- Olabavite montažni vijak pomoću viljuškastog ključa, povucite crni kabel kočnice kako biste prilagodili napetost kabela, a zatim zategnite montažni vijak.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	62 cm
Ukupna dubina	56 cm
Ručke za podešavanje visine	82-97 cm
Težina	7,7 kg
Maksimalni kapacitet	110 kg
Maksimalni kapacitet torbe za kupovinu i košare	5 kg
Boja okvira	plava

5. Napomene i preporuke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje rolatora, nepoštivanje sigurnosnih pravila kao i za neprikladnu, protivnu namjeni uporabu.

6. Održavanje

Noseći okvir očistiti vlažnom krpom i zatim temeljito osušiti. Ne koristiti jaka sredstva za poliranje jer to može oštetiti zaštitne premaze. Onečišćenja treba redovito uklanjati s pokretnih elemenata nosača (šarki, steznih vijaka, brava).

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnom djelovanju sunčeve svjetlosti, vode ili vlage.

8. Podaci o jamstvu

Proizvod je pokriven jamstvom čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu. Za potrebe jamstva, čuvajte svoj dokaz o kupnji (račun ili fakturu).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	Broj serije		Datum proizvodnje
SN	Serijski broj	MD	Medicinski proizvod
	Pažnja		Proučite upute
CE	Ocijena proizvođača u pogledu sukladnosti s bitnim zahtjevima za medicinske proizvode.		

Kompletna ponuda dostupna je kod naših distributera.
Saznajte više na **www.timago.com.**
Hvala Vam što ste odabrali Timago!



Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

05/2025(I)