UPUTSTVO ZA UPORABU
Aluminijski hodalica s 4 kotača
Šifra proizvoda: YOLA AIR

1. Značajke
Hodalica s 4 kotača izrađena je od aluminija prekrivenog mat bojom. Ima velike, napuhane prednje i stražnje kotače promjera 12'', podesive ručke s anatomskim prihvatima, kočnice s funkcijom parkiranja, sjedalo s podesivim naslonom i torbu. Konstrukcija se temelji na križnom okviru i ovalnom presjeku cijevi, što značajno povećava otpornost na aksijalni pritisak. Hodalica je također opremljena držačem za štap i bocu, što olakšava svakodnevnu uporabu.

Set uključuje: okvir sa sjedalom, prednje i stražnje pneumatske kotače, naslon, torbu, držač za štap, držač za bocu, pumpu i montažne vijke (2 kom.).

Elementi hodalice:

- **A.** Ručke
- **B.** Parkirna kočnic
- **C.** Podesivi naslon za leđa
- **D.** Sjedalo s ručkom
- **E.** Torba
- **F.** Podešavanje visine
- **G.** Držač za štap i bocu*
- **H.** Mehanizam sklapanja stražnjih kotača
- **I.** Montažni vijci za prednje kotače
- **J.** Prednji i stražnji napuhani kotači promjera 12''



** Držač za bocu nalazi se s druge strane okvira i nije vidljiv na referentnoj slici.*

2. Primjena
Hodalica je namijenjena osobama sa smanjenom pokretljivošću koje trebaju stabilnu potporu i pomoć prilikom hodanja. Također se preporučuje starijim osobama kao pomoć u održavanju ravnoteže, poboljšanju udobnosti hodanja i prevenciji padova. Korištenje hodalice ima pozitivan učinak na povratak aktivnosti

kod osoba s problemima kretanja i postizanja uspravnog položaja. Osigurava bolju stabilizaciju, potporu i sigurnost tijekom hodanja.

3. Sastavljanje

MONTAŽA

Korak 1. Izvadite hodalicu i sve njene dijelove iz kutije.
Korak 2. Namjestite prednje kotače u pravilan položaj (kao što je prikazano na referentnoj slici) i pričvrstite ih montažnim vijcima. Povucite crveni sklopivi mehanizam (H) prema sebi i spustite stražnje kotače dok ne čujete karakteristično „klik“.
Korak 3. Umetnite ručke u predviđene otvore na okviru i osigurajte ih pomoću klinova za zaključavanje.
Korak 4. Za potpuno otvaranje hodalice, uhvatite je za sjedalo i povucite prema van. Pritisnite sjedalo s obje strane dok ne sjedne na mjesto.
Korak 5. Umetnite naslon za leđa u posebni držač ispod ručki. Pričvrstite torbu sprijeda pomoću remena.
Korak 6. Pričvrstite držač za štap i držač za bocu na okvir.
Korak 7. Provjerite je li hodalica ispravno sastavljena, potpuno rasklopljena i da ne nedostaju dijelovi ili vijci. Ako primijetite oštećenja ili nedostatke, kontaktirajte prodavatelja.
Hodalica je spremna za uporabu.

SKLAPANJE

Za sklapanje hodalice, ponovite gornje korake obrnutim redoslijedom.

PODEŠAVANJE VISINE NASLONA

Za podešavanje visine naslona, odvrnite čep ispod parkirne kočnice i postavite naslon na željenu visinu. Zatim ponovno zategnite čep.
Napomena! Provjerite jesu li obje strane naslona postavljene na istu visinu.

PODEŠAVANJE VISINE RUČKI

Za podešavanje visine ručki:

- Pritisnite ručicu kočnice prema dolje kako biste aktivirali parkirnu kočnicu i fiksirali hodalicu.
- Pritisnite osigurač na okviru i prilagodite visinu ručke. Ponovite isto i na drugoj strani.
- Nakon toga otpustite parkirnu kočnicu.

NAPOMENA! Obje ručke trebaju biti postavljene na istoj visini.

FUNKCIJA KOČNICE

- Za zaustavljanje hodalice, povucite ručicu kočnice prema gore i držite.
- Kada se hodalica ne koristi ili dok sjedite, zaključajte parkirnu kočnicu povlačenjem ručice prema dolje.
- Za otpuštanje parkirne kočnice, ponovno povucite ručicu prema gore.

4. Tehnički podaci

Ukupna širina	68 cm
Ukupna duljina	82 cm
Širina sjedala	46 x 25 cm
Visina sjedala od tla	58 cm
Podešavanje visine ručki	85-100 cm
Težina hodalice	11,50 kg
Maksimalno opterećenje	136 kg
Maksimalno opterećenje torbe	5 kg
Boja okvira	tamnoplava

5. Napomene

Timago International Group ne preuzima odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.

6. Održavanje

- Očistite okvir vlažnom krpom i temeljito osušite.
- Nemojte koristiti jaka sredstva za poliranje jer mogu oštetiti zaštitni premaz.
- Redovito uklanjajte prljavštinu s pokretnih dijelova hodalice (šarke, vijci za pričvršćivanje, brave).

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Uređaj ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. Jamstvene informacije

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva trebate zadržati dokaz o kupnji (račun ili faktura).

9. Oznake

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	LOT broj	UDI	UDI kod
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Napomena		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske uređaje.		

Naša cjelokupna linija proizvoda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na: **www.timago.com**. Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

06/2025 (I)