INSTRUCTIONS FOR USE

Elastic wrist support

Product code: TGO-C OSN 407

1. Characteristics

Elastic wrist support is made of seamless orthopaedic compression fabric. The thumb support prevents the band from sliding down. Anatomically profiled aluminium stay and elastic strap stabilize the wrist joint from palmar side. Modern and spatial fabric is air permeable and removes excessive heat and moisture limiting the development of bacterial flora. The wrist support can be applied either on the left or the right hand.

2. Application

Wrist support is used to stabilize the joint and soothe pain which occurs in physical strains i.a. in sport.

Indications for use:

- Pain syndrome of joints caused by inflammations, overloads and micro-injuries
- Advanced degenerative changes of radio-carpal joint and wrist joint
- Minor twists and strains
- Chronic instability

Contraindications:

Do not use in case of:

- Skin abrasion
- Eczema
- Wound and other skin injuries
- After application of warming gel or ointment
- Individual contraindications which were determined by the doctor during interview and physical examination

3. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper maintenance of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

4. Fitting instruction

- Unfasten circumferential strap.
- Depending on application side, insert aluminium stay into the pocket located inside the elastic support.
  Example: when the elastic support is used on the left hand, the bending in aluminium stay should be on the inside of the hand.
- Pull the elastic support on the wrist joint and place the thumb into the thumb hole. Stabilize the wrist with use of circumferential strap fastened by Velcro.

Note! Only properly matched size guarantees reduction of pain.
Note! Long-term use may result in reduction of muscle tone and dysfunction of the limb.

5. Technical data

SIZE	CIRCUMFERENCE WRIST (CM)
S	15-17
M	17-19
L	19-21
XL	21-23

6. Maintenance

- Hand wash in warm water. Do not tumble, chlorinate, iron, bleach, dry clean, use tumble dryer.
- Before washing, take out the aluminium stay.
- Dry at room temperature far from intensive heat source.

Note! Maintenance information can be found on the material label.

7. Storage and transport conditions

The product should not be exposed to direct sunlight.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that, for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

9. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		UDI code
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: **www.timago.com**. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego

Kod produktu: TGO-C OSN 407

1. Wykonanie

Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego wykonana jest z bezszwowej ortopedycznej tkaniny kompresyjnej. Ujęcie na kciuk zapobiega zsuwaniu się opaski. Anatomicznie uformowana aluminiowa stalka oraz elastyczny pas wzmacniający stabilizują staw nadgarstkowy od strony dłoniowej. Nowoczesna i przestrzenna tkanina zapewnia swobodny dostęp powietrza do skóry pacjenta oraz odprowadza nadmiar ciepła i wilgoci, co ogranicza rozwój flory bakteryjnej. Opaskę można stosować na prawej i lewej ręce.

2. Zastosowanie

Opaska elastyczna należy do grupy wyrobów medycznych wykorzystywanych w celu stabilizacji stawu oraz łagodzenia dolegliwości bólowych w przeciążeniach mechanicznych występujących m.in. w sporcie.

Wskazania do stosowania opaski:

- Zespoły bólowe stawów spowodowane stanami zapalnymi, przeciążeniami i mikrourazami
- Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe stawu promieniowo-nadgarstkowego i nadgarstka
- Niewielkie skręcenia i naciągnięcia więzadeł
- Przewlekła niestabilność

3. Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku:

- otarć naskórka
- egzem skórnych

- ran oraz innych uszkodzeń skóry
- po zastosowaniu żeli i maści rozgrzewających
- indywidualnych przeciwwskazań, które określone zostały przez lekarza w badaniu podmiotowym i przedmiotowym

4. Uwagi

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

5. Sposób zakładania

- W pierwszej kolejności należy odpiąć pas obwodowy.
- Następnie w zależności od strony zastosowania należy wsunąć aluminiową stalkę w kieszonkę znajdującą się wewnątrz opaski.
  Przykład: jeśli opaska zakładana jest na rękę lewą, wygięcie w aluminiowej stalce powinno znajdować się od strony wewnątrz dłoni.
- Opaskę elastyczną należy naciągnąć na wysokość stawu nadgarstkowego tak, aby kciuk znajdował się w ujęciu. Następnie ustabilizować staw nadgarstkowy przy pomocy taśmy obwodowej zapinanej na rzep.

Uwaga! Należy pamiętać, że jedynie właściwie dobrany rozmiar opaski może zmniejszyć dolegliwości bólowe.

Uwaga! Długotrwałe stosowanie opaski może powodować obniżenie napięcia mięśniowego i upośledzenie funkcji kończyny.

6. Parametry techniczne

ROZMIAR	OBWÓD NADGARSTKA (CM)
S	15-17

M	17-19
L	19-21
XL	21-23

7. Konserwacja

- Opaskę należy prać ręcznie w letniej wodzie, nie wirować, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie czyścić chemicznie.
- Przed praniem ręcznym aluminiową stalkę należy wyciągnąć.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.

Uwaga! Informacje dotyczące konserwacji znajdują się na metce materiałowej.

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

REF	Numer referencyjny		Producent
LOT	Numer serii	UDI	Kod UDI

SN	Numer seryjny	MD	Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
CE	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com.** Dziękujemy za wybór Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

09/2025(I)