USER MANUAL
Aluminium 4-wheeled rollator
Product code: TGR-R RA 885

1. Characteristics
The 4-wheeled rollator is made of an aluminium frame coated in metallic paint. It is equipped with parking brakes, height-adjustable seat and handles. The product comes with shopping bag, backrest and solid wheels with a narrow 8'' cross-section that can be dismantled for transport.

The set includes: frame with seat, backrest, shopping bag, push handles with rear wheels, front wheels**,** locking knobs (2 pcs)**,** locking clip (2 pcs).

Elements of the rollator:

- **A.** Push handle
- **B.** Brake
- **C.** Locking knob
- **D.** Locking pin
- **E.** Backrest
- **F.** Seat
- **G.** Shopping bag
- **H.** Locking pin – height adjustment
- **I.** Locking clip – height adjustment
- **J.** Cane holder
- **K.** Upper adjustment of brake
- **L.** Lower adjustment of brake



2. Application
The rollator is designed for patients with reduced mobility who need stable support and assistance while walking. It is also recommended for the elderly as an aid in maintaining balance, improving walking comfort, and ensuring protection against falls. The use of the rollator has a positive effect on restoring activity in people with mobility impairments and difficulties standing up. It provides improved stabilization, support, and safety while walking.

3. Assembly

UNFOLDING AND FOLDING THE ROLLATOR

- To unfold the rollator, pull the frame apart and press down on the seat until the rollator is fully opened.
- The rear wheels and push handles are connected by the brake cables. First, insert the push handles into the mounting openings at the top of the rollator and secure them with the locking knobs. Then insert the wheels into the openings at the bottom and secure them with the locking pins.
  Note! Make sure all the wheels are on the same height.
- Insert the front wheels into the front part of the frame and secure them with the locking clips.
- Place the backrest on the upper part of the frame and secure it with the locking pins.
- Remove the protective plastic from the wheels.
- To fold the rollator, lift the seat and the bar located underneath it.

BRAKES

- To stop the rollator, pull up the brake handle and hold.
- While stop or using the seat, lock the parking brake by pushing down the brake handle.
- To release the brake, pull the brake handle upwards.

HEIGHT ADJUSTMENT OF HANDLES

- To adjust the height of the handles, unscrew the locking knob located on the outer side of the frame, select appropriate height and tighten the locking knob afterwards.

Note! The handles must be set on the same level.

HEIGHT ADJUSTMENT OF SEAT

- To adjust the height of the seat, remove the locking clip on front frame and press the locking pin on the back frame. Select appropriate height and block the wheels with locking clip and pin.

ADJUSTMENT OF BRAKES

- Unscrew the nut of the cable, pull it up to the appropriate length and lock it by tightening the locking nut.

- Loosen the mounting screw with the use of open-end wrench, pull the black brake cable to adjust the tension of the cable, and then, tighten the mounting screw.

4. Technical data

Overall width	65 cm
Overall depth	69 cm
Seat dimensions	40 x 25,5 cm
Seat height from the ground	54-62 cm
Handles height adjustment	90-100 cm
Weight	6,8 kg
Maximum capacity	130 kg
Maximum capacity of the shopping bag	5 kg
Frame colour	graphite

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Cleaning and maintenance

- Clean the frame with damp cloth and dry thoroughly.
- Do not use strong polishing agents due to the damage of protecting coatings.
- Clean the dirt from moving parts of the rollator regularly (hinges, clamping screws, locks).

7. Storage and transport conditions

The product should not be exposed to direct sunlight, water or moisture

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

9. Labels

REF	Reference number		Manufacturer
LOT	LOT number	UDI	UDI code
SN	Serial number	MD	Medical device
	Note		Please read the instruction
CE	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: **www.timago.com**. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpórka czterokołowa aluminiowa, regulowana
Kod produktu: TGR-R RA 885

1. Wykonanie

Podpórka czterokołowa, regulowana wykonana z ramy aluminiowej, powlekanej farbą z metalicznym połyskiem. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, tapicerowane regulowane na wysokość siedzisko, oparcie oraz podręczną torbę na zakupy. Posiada pełne koła o wąskim przekroju i średnicy 8'' z funkcją demontażu do transportu oraz regulowane na wysokość rączki zakończone anatomicznymi uchwytami.

Zestaw zawiera: ramę podpórki wraz z siedziskiem, oparcie, torbę, uchwyty z kołami tylnymi, koła przednie, śruba blokująca (2 szt.), klips blokujący (2 szt.).

Elementy podpórki:

- **A.** Uchwyt
- **B.** Hamulec
- **C.** Śruba blokująca
- **D.** Pin blokujący
- **E.** Oparcie
- **F.** Siedzisko
- **G.** Torba
- **H.** Pin blokujący – regulacja wysokości
- **I.** Klips blokujący – regulacja wysokości
- **J.** Uchwyt na kule
- **K.** Górna regulacja hamulca
- **L.** Dolna regulacja hamulca



2. Zastosowanie

Podpórka czterokołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób z obniżoną sprawnością ruchową, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa

pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

3. Montaż

ROZŁOŻENIE I ZŁOŻENIE PODPÓRKI

- Ramę podpórki rozłożyć poprzez pociągnięcie ramy na zewnątrz i dociśnięcie siedziska aż do momentu całkowitego rozłożenia.
- Koła tylne wraz z uchwytami połączone są linkami hamulcowymi dlatego w pierwszej kolejności zamontować w otworach montażowych uchwyty i zabezpieczyć je śrubami blokującymi, a następnie koła, zabezpieczając je pinami blokującymi.

Uwaga! Należy upewnić się, że wszystkie koła są na tej samej wysokości.

- Przednie koła zamontować w przedniej części ramy i zabezpieczyć klipsami blokującymi.
- Oparcie zamontować w górnej części ramy i zablokować pinami blokującymi.
- Zdjąć plastikową folie ochronną z kół. Aby złożyć podpórkę podnieść siedzisko i podciągnąć do góry belkę znajdującą się pod siedziskiem.

FUNKCJA HAMULCÓW

- Aby zatrzymać podpórkę należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry w kierunku uchwytu, następnie przytrzymać.
- W czasie postoju lub korzystania z siedziska należy zablokować hamulec zaciskiem postojowym pociągając uchwyt hamulca w dół.
- Aby zwolnić hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca w górę.

REGULACJA WYSOKOŚCI UCHWYTÓW

Aby wyregulować wysokość uchwytów, należy odkręcić śrubę blokującą znajdują się na zewnętrznej stronie ramy, następnie wybrać odpowiednią wysokość i zablokować położenie dokręcając śrubę blokującą. Uchwyty należy ustawić na tej samej wysokości.

REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA

Aby wyregulować wysokość siedziska należy wyciągnąć klips blokujący (do montażu kół przednich) oraz docisnąć sztyft blokujący (do montażu kół tylnych), następnie należy wybrać odpowiednią wysokość siedziska i zablokować koła klipsem oraz sztyftem blokującym.

REGULACJA HAMULCÓW

- Górna regulacja hamulca: Odkręcić uchwyt linki, podciągnąć ją na odpowiednią odległość i następnie zablokować poprzez dokręcenie śruby zaciskowej.
- Dolna regulacja hamulca: Za pomocą klucza płaskiego poluzować śrubę mocującą, pociągnąć za czarną linkę hamulca tak, aby wyregulować naprężenie linki, następnie należy dokręcić śrubę mocującą.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	65 cm
Głębokość całkowita	69 cm
Wymiary siedziska	40 cm x 25,5 cm
Wysokość siedziska od podłoża	63 cm
Regulacja wysokości uchwytów	90-100 cm
Waga	6,8 kg
Maksymalne obciążenie	130 kg
Maks. obciążenie torby na zakupy	5 kg
Kolor ramy	grafitowy

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć. Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających. Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

REF	Numer referencyjny		Producent
LOT	Numer serii	UDI	Kod UDI
SN	Numer seryjny	MD	Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
CE	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com.** Dziękujemy za wybór Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

08/2025 (IV)